


Anti-Tra2B Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P62995

Número do item: CM0026731



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TRA2B validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece TRA2B humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de regulação de splicing e neurodegeneração. - P62995

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRA2B pAb de Coelho
Observações/Apelido	SFRS10; SRF510; TRAN2B; PPP1R156; TRA2-BETA; Htra2-beta; TRA2B
Espécie	Humano
GeneID	6434
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TRA2B humano (NP_004584.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62995
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco com gelo