


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Transferrina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02787

Número do item: CM0002746



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade tem como alvo a Transferrina humana, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. É uma ferramenta essencial para pesquisa sobre metabolismo do ferro, câncer e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Transferrina mAb de Coelho
Observações/Apelidos	TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; Transferrina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7018
GeneID	7018
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da Transferrina humana (P02787)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P02787
Peso Molecular da Proteína	77kDa
Envio	Bolsa de gelo