


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Transglutaminase 2 (Tgm2) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21980

Número do item: CM0017608



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a transglutaminase 2 (TGM2) para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Utilizado em estudos de apoptose, modificação da cromatina e matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra a transglutaminase 2 (TGM2)
Observações/Alíase	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); Transglutaminase 2 (TGM2)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7052
GeneID	7052
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 299-548 da transglutaminase 2 (TGM2) humana (NP_945189.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P21980
Peso da proteína	77 kDa
Envio	Bolsa de gelo