

Anticorpo Policlonal Anti-Trh Para Wb, If-P, Elisa - P20396

Número do item: CM0026053

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a pró-hormona libertadora de tirotropina humana (TRH). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, rato. PM previsto ~27 kDa. Para investigação do eixo HPT e crescimento do cabelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TRH Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	TRF; Pro-TRH; TRH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7200
ID do Gene	7200
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 25-230 do TRH humano (NP_009048.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P20396
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo