

Anticorpo Policlonal Anti-Trh Para Wb, If/Icc, Elisa - P20396

Número do item: CM0015326

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TRH humano (hormônio liberador de protireotropina). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Apoia estudos sobre a secreção de TSH e a biologia dos folículos capilares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TRH Rabbit pAb
Observações/Apelido	TRF; Pro-TRH; TRH
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7200
GeneID	7200
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 143-242 da TRH humana (NP_009048.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P20396
Peso da proteína	27 kDa
Transporte	Bolsa de gelo