

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Trhr Para Wb, Elisa - P34981

Número do item: CM0020252



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-TRHR de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Alvo o receptor do hormônio liberador de tireotropina humano (P34981), um GPCR envolvido na regulação da tireoide. Ideal para aplicações de DxIV e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRHR Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CHNG7; TRH-R; TRHR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7201
Imunógeno	Proteína Recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-398 da TRHR humana (NP_003292.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P34981
Peso Molecular da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo