


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trib1 Para Wb, Elisa - Q96Ru8

Número do item: CM0014166



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta especificidade direcionado ao TRIB1 humano para aplicações em Western blot e ELISA. Útil para estudos de diferenciação mieloide e degradação de CEBPA. Detecta TRIB1, também conhecido como GIG-2/SKIP1, com um peso molecular de 41 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	C8FW; GIG2; TRB1; GIG-2; SKIP1; TRB-1; TRIB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10221
GeneID	10221
Imunogênio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 203-372 do TRIB1 humano (NP_079471.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96RU8
Peso Proteico	41 kDa
Envio	Saco de gelo