

Anticorpo Policlonal Anti-Trib2 Para Wb, Elisa - Q92519

Número do item: CM0015440



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRIB2 humano, validado para western blot e ELISA. Adequado para amostras humanas e de camundongo; atinge a pseudocinase homóloga de Tribbles 2 envolvida na regulação da sinalização da quinase MAP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIB2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	C5FW; TRB2; GS3955; TRIB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	28951
GeneID	28951
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do TRIB2 humano (NP_067675.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92519
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo