


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trim24 Para Wb, Elisa - O15164

Número do item: CM0003170



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho altamente específico contra TRIM24, validado para Western blotting (WB) e ELISA. Detecta TRIM24 (117kDa) humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em regulação transcricional, resposta a danos no DNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho TRIM24
Observações/Apelido	PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8805
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do TRIM24 humano (O15164).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15164
Peso Molecular da Proteína	117kDa
Transporte	Saco de Gelo