


Anticorpo Policlonal Anti-Trim25 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14258

Número do item: CM0016903



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à TRIM25 humana (Q14258), uma ligase de ubiquitina/ISG15 E3 essencial para a imunidade inata. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização antiviral e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM25 Rabbit pAb
Observações/Alias	EFP; Z147; RNF147; ZNF147; TRIM25
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7706
ID do Gene	7706
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-379 da TRIM25 humana (NP_005073.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14258
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Gelo reciclável