

## Anticorpo Policlonal Anti-Trim29 Para Wb, Elisa - Q14134

Número do item: CM0028330



### introdução

Este anticorpo policlonal tem como alvo a TRIM29 humana (ATDC), um regulador chave da imunidade inata, validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas e de rato, auxiliando na pesquisa de respostas a infecções virais e bacterianas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | TRIM29 Coelho pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelido | ATDC; TRIM29                                                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID              | 23650                                                                                                                        |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 309-588 da TRIM29 humana (NP_036233.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                                                 |
| SWISS               | Q14134                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 66kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                 |