


Anticorpo Policlonal Anti-Trmt2A/Htf9C Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iz69

Número do item: CM0030069



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TRMT2A/HTF9C humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de metilação de tRNA e modificação de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRMT2A/HTF9C Rabbit pAb
Observações/Apelido	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27037
ID do Gene	27037
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500 até a extremidade C-terminal do TRMT2A/HTF9C humano (NP_073564.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IZ69
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo