

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Trpm1 Para Wb E Elisa - Q7Z4N2

Número do item: CM0023075

introdução

Anticorpo policlonal de coelho TRPM1 validado para Western Blot e ELISA. Reage com TRPM1 humano, um canal de cátions envolvido na resposta fotossensorial da retina e potencial supressão de metástase. Ideal para pesquisa em visão e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPM1 Coelho pAb
Observações/Apelido	MLSN1; CSNB1C; LTRPC1; TRPM1
Espécie	Humano
ID do Gene	4308
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1460-1540 do TRPM1 humano (NP_002411.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q7Z4N2
Peso Molecular da Proteína	182kDa
Envio	Em saco de gelo