

Anticorpo Policlonal Anti-Trβ1/Thrb Para Wb, Elisa - P10828

Número do item: CM0020158



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao receptor de hormônio tireoidiano beta humano (TRβ1, THRB) para Western blotting e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de receptores nucleares e estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRβ1/THRB pAb de Coelho
Observações/Apêndices	TRb; GRTH; PRTH; THR1; ERBA2; NR1A2; THRB1; THRB2; TRbeta; THRbeta; TRbeta1; C-ERBA-2; THRbeta1; Thrbeta2; C-ERBA-BETA; TRβ1/THRB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7068
GeneID	7068
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-263 do TRβ1/THRB humano (NP_000452.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10828
Peso Proteico	53kDa
Envio	Em saco de gelo