


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trβ1/Thrb Para Wb E Elisa - P10828

Número do item: CM0004632



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o receptor de hormônio tireoidiano beta humano (TRβ1/THRβ, P10828). Validado para Western blotting e ELISA, ideal para pesquisa de sinalização de receptores nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRβ1/THRβ Rabbit mAb
Observações/Apelido	TRb; GRTH; PRTH; THR1; ERBA2; NR1A2; THRB1;; THRB2; TRbeta; THRbeta; TRbeta1; C-ERBA-2; THRbeta1; Thrbeta2; C-ERBA-BETA; TRβ1/THRβ
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7068
ID do Gene	7068
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10828
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo