

Anticorpo Policlonal Anti-Tryptophanyl-Trna Sintetase 1 Para Wb, Elisa - P23381

Número do item: CM0029005



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Tryptophanyl-tRNA sintetase 1 humana (TrpRS/WARS). Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de tradução proteica e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tryptophanyl-tRNA sintetase 1 Coelho pAb
Observações/Apelido	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA sintetase 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7453
GeneID	7453
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da Tryptophanyl-tRNA sintetase 1 humana (NP_776049.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23381
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo