

Anti-Tsg101/Vps23 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99816

Número do item: CM0024057



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TSG101/VPS23 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre o complexo ESCI-I, exossomos e brotamento viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSG101/VPS23 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TSG10, VPS23, TSG101/VPS23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7251
GeneID	7251
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 291-390 do TSG101/VPS23 humano (NP_006283.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99816
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo