

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tsg101/Vps23 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99816

Número do item: CM0019779



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TSG101/VPS23 (subunidade do ESCRT-I). Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre tráfego endossomal, brotamento viral e exossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TSG101/VPS23 pAb de coelho
Observações/alias	TSG10; VPS23; TSG101/VPS23
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7251
GeneID	7251
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 291-390 de TSG101/VPS23 humano (NP_006283.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q99816
Peso da proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo