

Anti-Tshb Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P01222

Número do item: CM0015625



introdução

Anticorpo polic policlonal de coelho que visa o TSHB humano (TSH-beta), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de hormônio tireoidiano e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSHB pAb de Coelho
Observações/Apelido	TSH-B; TSH-BETA; TSHB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7252
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50 até a extremidade C do TSHB humano (NP_000540.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01222
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco com gelo