

Anticorpo Policlonal Anti-Tspan33 Para Wb, Elisa - Q86Uf1

Número do item: CM0029712

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TSPAN33 validado para WB e ELISA. Reconhece TSPAN33 humano, de camundongo e de rato. Imunogênio de peptídeo sintético direcionado ao C-terminal. Ideal para estudos de eritropoiese e interação com ADAM10.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSPAN33 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PEN; PEN.; TSPAN-33; TSPAN33
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	340348
ID do Gene	340348
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200 até o C-terminal do TSPAN33 humano (NP_848657.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86UF1
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco com gelo