

Anticorpo Policlonal Anti-Ttf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uny4

Número do item: CM0029835

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TTF2 humano, um fator de terminação da transcrição envolvido na remoção da RNA polimerase II. Validado para WB, IF/ICC e ELISA, apoiando pesquisas em regulação gênica e splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TTF2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	F2; HuF2; ZGRF6; TTF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8458
GeneID	8458
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do TTF2 humano (NP_003585.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UNY4
Peso Proteico	130kDa
Envio	Saco de gelo