

Anticorpo Monoclonal Anti-Twist1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15672

Número do item: CM0005905



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho TWIST1 validado para western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com TWIST1 humano e de rato, ideal para estudos de regulação transcricional e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro do Produto	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho TWIST1 (mAb)
Observações/Apelidos	TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; proteína relacionada ao twist 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7291
GeneID	7291
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do TWIST1 humano (NP_000465.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q15672
Peso Molecular da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo