

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-U1A/Snrpa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09012

Número do item: CM0025341



introdução

Anticorpo policlonal de coelho dirigido a U1A/SNRPA, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre spliceossomo e processamento de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	U1A/SNRPA Rabbit pAb
Observações/Apelidos	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6626
GeneID	6626
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-282 da U1A/U1A/SNRPA humana (NP_004587.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09012
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo