

Anti-Ube2C Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - O00762

Número do item: CM0005494



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que direcionamento UBE2C (UbcH10), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de ciclo celular e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2C Coelho mAb
Observações/Apelido	UBCH10; dJ447F3.2; UBE2C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11065
ID do Gene	11065
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-179 do TLR4 humano (NP_008950.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00762
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo