

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ubiquitina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P0Cg47

Número do item: CM0002531



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ubiquitina validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato, com ampla reatividade cruzada prevista. Adequado para estudos de ubiquitina-proteassoma e sinalização celular. Obtido através da plataforma completa de IVD da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Ubiquitina
Observações/Alias	HEL-S-50; Ubiquitina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7314
ID do Gene	7314
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-228 da Ubiquitina humana (AAH46123.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	P0CG47
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo