

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ubr5 Para Wb E Elisa - 095071

Número do item: CM0015693



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBR5 humano (ligase E3 de ubiquitina-proteína), validado para Western blotting e ELISA. Para pesquisa de controle de qualidade de proteínas, sinalização Wnt e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho UBR5
Observações/Apelido	DD5; EDD; HYD; EDD1; UBR5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51366
GeneID	51366
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	095071
Peso da Proteína	309kDa
Envio	Saco de gelo