

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ucp1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25874

Número do item: CM0003725



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra UCP1 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar termogênese, balanço energético e mecanismos de doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho UCP1
Observações/Apelido	UCP; SLC25A7; UCP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7350
ID do Gene	7350
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do UCP1 humano (NP_068605.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P25874
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de Gelo