


Anticorpo Policlonico Anti-Ufm1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61960

Número do item: CM0021867



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a UFM1 humana, validado em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Usado para pesquisa de ufmição, biologia de ribossomos e estresse de RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UFM1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HLD14; BM-002; C13orf20; UFM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51569
ID do Gene	51569
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-63 da UFM1 humana (NP_057701.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61960
Peso da Proteína	9kDa
Envio	Bolsa de gelo