

Anticorpo Policlonal Anti-Uhrf1 Para Wb, Elisa - Q96T88

Número do item: CM0022604



introdução

Anticorpo policlonal de coelho UHRF1 de alta qualidade para aplicações de Western blot e ELISA, reconhecendo alvos humanos e de camundongo. Essencial para pesquisas sobre metilação de DNA e modificação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UHRF1 pAb Coelho
Observações/Apelido	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; UHRF1
Espécie	Humano
ID do Gene	29128 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do UHRF1 humano (NP_001041666.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96T88
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Saco com gelo