

Anticorpo Policlonal Anti-Umps Para Wb, If/Icc, Elisa - P11172

Número do item: CM0017564



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao UMPS humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de biossíntese de pirimidina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UMPS Coelho pAb
Observações/Apelido	OPRT; UMPS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7372
GeneID	7372
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-260 do UMPS humano (NP_000364.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11172
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo