

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Unc13B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14795

Número do item: CM0021865

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-UNC13B de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com UNC13B humano e de camundongo, uma proteína de preparação de vesícula sináptica envolvida na exocitose. Adequado para pesquisa em neurociência e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UNC13B pAb de Coelho
Observações/Apelido	UNC13; MUNC13; Unc13h2; munc13-2; UNC13B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10497
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-350 do UNC13B humano (NP_006368.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O14795
Peso Proteico	181kDa
Envio	Saco de Gelo