


Anticorpo Policlonal Anti-Uqcrc2 (Coelho) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P22695

Número do item: CM0030736



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao UQCRC2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa do complexo III mitocondrial e da cadeia de transporte de elétrons.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UQCRC2 Coelho pAb
Observações/Apelido	QCR2; UQCRC2; MC3DN5; UQCRC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7385
GeneID	7385
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 224-453 do UQCRC2 humano (NP_003357.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22695
Peso Proteico	48kDa
Envio	Em saco de gelo