


Anticorpo Monoclonal Anti-Usp14 Para Wb, Ip, Elisa - P54578

Número do item: CM0003579



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o USP14, uma deubiquitinase associada ao proteassoma envolvida no reciclagem de ubiquitina, degradação do CXCR4 e imunidade inata. Validado para WB, IP, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. PM previsto 56kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP14 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TGT; Ubp6; USP14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9097
GeneID	9097
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 371-473 do USP14 humano (P54578).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54578
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo