

Anti-Usp24 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Upu5

Número do item: CM0015784

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho (pAb) anti-USP24 detecta especificamente USP24 humano e de camundongo, validado para Western blot e ELISA. Este anticorpo de deubiquitinase apoia pesquisas sobre sobrevivência celular, ferritinofagia e vias de ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP24 pAb de Coelho
Observações/Apelido	USP24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23358
GeneID	23358
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2431-2620 do USP24 humano (NP_056121.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UPU5
Peso da Proteína	294kDa
Envio	Saco com gelo