

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Usp30 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q70Cq3

Número do item: CM0013690



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra USP30 humano, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre mitofagia e desubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP30 Rabbit pAb
Observações/Apelido	USP30
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	84749
GeneID	84749
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 57-390 do USP30 humano (NP_116052.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q70CQ3
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo