

Anticorpo Monoclonal Anti-B-Amiloide Para If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Número do item: CM0010487



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra β -Amiloide humano (P05067). Validado para IF-P, IHC-P, DB, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa da doença de Alzheimer e análise de placas amiloides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti- β -Amiloide
Observações/Apelido	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	351
GeneID	351
Imunogênio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05067
Peso Proteico	87kDa
Remessa	Saco de gelo