

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vamp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23763

Número do item: CM0025503

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a VAMP1 (sinaptobrevina-1) para aplicações em Western blot, imunohistoquímica e ELISA. Reage com VAMP1 humano, de camundongo e rato (previsto ~13 kDa). Apoia pesquisas sobre tráfego vesicular e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VAMP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6843
ID do Gene	6843
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-96 do VAMP1 humano (NP_954740.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23763
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo