


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vapb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95292

Número do item: CM0029769



introdução

Anticorpo policlonal de coelho VAPB adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com VAPB humano, de rato e de camundongo. Para estudar locais de contato RE-endossomo e UPR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VAPB Coelho pAb
Observações/Apelido	ALS8; VAP-B; VAMP-B; VAPB
Espécie	Humano
GeneID	9217
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-222 do VAPB humano (NP_004729.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95292
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo