

Anticorpo Policlonal Anti-Vav3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukw4

Número do item: CM0016604



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VAV3, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece VAV3 humano e de rato. Útil para estudos sobre angiogênese, sinalização de integrina e organização do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	VAV3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	VAV3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10451
GeneID	10451
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 560-680 do VAV3 humano (NP_006104.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UKW4
Peso Molecular da Proteína	98kDa
Envio	Em saco de gelo