

Anticorpo Policlonal Anti-Vdac1 (Validado Por Kd) Para Wb, Elisa - P21796

Número do item: CM0024568



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD direcionado ao VDAC1 (canal de ânion dependente de voltagem 1), adequado para WB e ELISA com reatividade humana, de camundongo e rato. Essencial para estudar o transporte mitocondrial e a apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] VDAC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PORIN; VDAC-1; [Validado por KD] VDAC1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7416
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 do VDAC1 humano (NP_003365.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21796
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo