


Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Vegfa Para Wb, Elisa, Ihc-P - P15692

Número do item: CM0002783



introdução

Anticorpo monoclonal de rato de alta qualidade contra VEGFA humana, validado para Western blot, ELISA e imunohistoquímica com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em angiogênese e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VEGFA mAb de Rato
Observações/Alias	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Espécie	Humana
ID do Gene	7422
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 207-327 da VEGFA humana (P15692).
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA, IHC-P
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P15692
Peso da Proteína	27kDa
Transporte	Bolsa de gelo