

Anticorpo Policlonal Anti-Vegfa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15692

Número do item: CM0018406



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VEGFA humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre angiogênese e hipóxia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	VEGFA Rabbit pAb
Observações/Apelido	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7422
GeneID	7422
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do VEGFA humano (NP_001165094.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P15692
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo