


Anticorpo Policlonais Anti-Vgll4 Para Wb, Elisa - Q14135

Número do item: CM0020815



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao VGLL4 humano, adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar regulação transcripcional e mecanismos de coativador nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VGLL4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	VGL-4; VGLL4
Espécie	Humano
ID do Gene	9686 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 96-296 do VGLL4 humano (NP_001121691.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14135
Peso Proteico	31kDa
Transporte	Bolsa de gelo