

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Biii-Tubulina (Tubb3) Para Wb E Elisa - Q13509

Número do item: CM0022127



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho Anti- β III-Tubulina validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de dinâmica de microtúbulos, desenvolvimento neuronal e marcadores tumorais. 50kDa - Q13509.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	β III-Tubulina Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; β III-Tubulina
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10381
GeneID	10381
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-260 da β III-Tubulina/ β 3-Tubulina humana (NP_006077.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13509
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo