

Anticorpo Policlonal Da Proteína Semelhante À Vilina (Vill) Para Wb, If/Icc, Elisa - O15195

Número do item: CM0014913

introdução

A CamelBio oferece o pAb de Coelho VILL, um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com a proteína semelhante à vilina humana, de camundongo e de rato, um potencial supressor de tumores. Ideal para pesquisas sobre câncer e estudos do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho VILL
Observações/Apelido	VILL
Espécie	Humano
GeneID (humano)	50853
GeneID	50853
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 637-856 do VILL humano (NP_056957.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15195
Peso da Proteína	96kDa
Envio	Saco de gelo