


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vimentina [Validado Por Kd] Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08670

Número do item: CM0003625



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra Vimentina, adequado para Western blot, imunoprecipitação, imunofluorescência e imuno-histoquímica. Reage com Vimentina humana, de camundongo e de rato. Peptídeo imunogênico de 367-466 da Vimentina humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Vimentina mAb de Coelho
Observações/Apelido	CTRCT30, HEL113, Vimentina, VIM, vimentina, in
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7431
ID do Gene	7431
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 367-466 da Vimentina humana (P08670)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08670
Peso da Proteína	54 kDa
Envio	Saco com gelo