

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vipas39 Para Wb, Elisa - Q9H9C1

Número do item: CM0027338

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VIPAS39 humano (SPE39, VIPAR). Adequado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Útil para estudar o tráfego endossomal e a polaridade epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VIPAS39 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SPE39; VIPAR; SPE-39; VPS16B; hSPE-39; C14orf133; VIPAS39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	63894
GeneID	63894
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do VIPAS39 humano (NP_071350.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H9C1
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo