

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Virma/Kiaa1429 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yn4

Número do item: CM0009364



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra VIRMA/KIAA1429 humano, validado por KD. Adequado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Alvo para pesquisa de metilação de RNA m6A e processamento de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] VIRMA/KIAA1429 mAb de Coelho
Observações/Alias	MSTP054; fSAP121; KIAA1429
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25962
ID do Gene	25962
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 221-320 de VIRMA/KIAA1429 humano (NP_056311.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q69YN4
Peso da Proteína	202kDa
Envio	Bolsa de gelo