

Anticorpo Policlonal Anti-Wdr6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nnw5

Número do item: CM0025461

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WDR6 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta WDR6 endógeno em amostras humanas e de murinos; envolvido na metilação de tRNA e regulação da autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WDR6 pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	Trm734; WDR6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11180
ID do Gene	11180
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 800-1000 do WDR6 humano (NP_060501.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NNW5
Peso Proteico	122kDa
Envio	Saco de gelo