

Anticorpo Monoclonal Anti-Wee1 Para Ihc-P, Elisa - P30291

Número do item: CM0007328



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra WEE1 humano, adequado para IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para estudar a regulação do checkpoint G2/M e o controle do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra WEE1
Observações/Apelido	WEE1A, WEE1hu, WEE1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7465
ID do Gene	7465
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da WEE1 humana (NP_003381.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P30291
Peso da Proteína	72 kDa
Envio	Embalagem de gelo